

Найменування замовника:

Комунальне некомерційне підприємство Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 01982940

Місцезнаходження замовника:

вул. Олени Пчілки, 4, м.Ковель, Волинська обл., Україна, 45000

Категорія замовника:

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

ОБГРУНТУВАННЯ

Технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

Диски (НК 024:2023: 43143 Диски для тестування на чутливість з цефіксимом, IVD (діагностика in vitro)) (33694000-1); Диски (НК 024:2023: 59203 Темоцилін, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)) (33694000-1); Диски (НК 024:2023: 45352 Диски/стрипи для тестування на чутливість мікроорганізмів до множинних антибіотиків IVD (діагностика in vitro), набір) (33694000-1); Диски (НК 024:2023: 45352 Диски/стрипи для тестування на чутливість мікроорганізмів до множинних антибіотиків IVD (діагностика in vitro), набір) (33694000-1); Диски (НК 024:2023: 45352 Диски/стрипи для тестування на чутливість мікроорганізмів до множинних антибіотиків IVD (діагностика in vitro), набір) (33694000-1); Диски (НК 024:2023: 45352 Диски/стрипи для тестування на чутливість мікроорганізмів до множинних антибіотиків IVD (діагностика in vitro), набір) (33694000-1); Диски (НК 024:2023: 45352 Диски/стрипи для тестування на чутливість мікроорганізмів до множинних антибіотиків IVD (діагностика in vitro), набір) (33694000-1); Диски (НК 024:2023: 45352 Диски/стрипи для тестування на чутливість мікроорганізмів до множинних антибіотиків IVD (діагностика in vitro), набір) (33694000-1); Диски (НК 024:2021: 59147 Меропенем, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)) (33694000-1); Диски (НК 024:2023: 46005 Цефотаксимові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)) (33694000-1); Диски (НК 024:2023: 38604 Диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro) до цефотаксим/клавуланової кислоти) (33694000-1); Диски (НК 024:2023: 59162 Норфлуксацін, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)) (33694000-1); Диски (НК 024:2023: 59159 Нітрофурантоїн, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)) (33694000-1); Диски (НК 024:2023: 59139 Левофлуксацін, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)) (33694000-1); Диски (НК 024:2023: 59153 Моксифлуксацін, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)) (33694000-1); Диски (НК 024:2023: 45445 Амікацинові диски для тестування на чутливість, IVD (діагностика in vitro)) (33694000-1); Диски (НК 024:2023: 59177 Піперацилін/тазобактам, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)) (33694000-1); Диски (НК 024:2023: 45352 Диски/стрипи для тестування на чутливість мікроорганізмів до множинних антибіотиків IVD (діагностика in vitro), набір) (33694000-1); Диски (НК 024:2023: 59176 Піперацилін, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)) (33694000-1); Диски (НК 024:2023: 41910 Диск IVD (діагностика in vitro) дискретизації сприйнятливості до еритроміцину) (33694000-1); Диски (НК 024:2023: 45390 Диск кліндаміцину для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)) (33694000-1); Диски (НК 024:2023: 59209 Тобраміцин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)) (33694000-1); Диски (НК 024:2023: 45352 Диски/стрипи для тестування на чутливість мікроорганізмів до множинних антибіотиків IVD (діагностика in vitro), набір) (33694000-1); Диски (НК 024:2023: 45352 Диски/стрипи для тестування на чутливість мікроорганізмів до множинних антибіотиків IVD (діагностика in vitro), набір) (33694000-1); Диски (НК 024:2023: 45352 Диски/стрипи для тестування на чутливість мікроорганізмів до множинних антибіотиків IVD (діагностика in vitro), набір) (33694000-1); Диски (НК 024:2023: 43042 Диски для тестування на чутливість з бацитрацином, IVD (діагностика in vitro)) (33694000-1); Диски (НК 024:2023: 38567 Диск IVD (діагностика in vitro) для діагностики чутливості до хлорамфеніколу) (33694000-1); Диски (НК

024:2023: 59204 Тетрациклін, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)) (33694000-1); Диски (НК 024:2023: 37573 Цефепім мінімальна інгібувальна концентрація IVD (діагностика in vitro)) (33694000-1); Диски (НК 024:2023: 59143 Лінезолід, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)) (33694000-1); Диски (НК 024:2023: 59201 Тейкопланін, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)) (33694000-1); Диски (НК 024:2023: 45359 Ципрофлоксацинові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)) (33694000-1); Диски (НК 024:2023: 59206 Тикарцилін/ клавуланова кислота, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)) (33694000-1); Диски (НК 024:2023: 59205 Тикарцилін, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)) (33694000-1); Диски (НК 024:2023: 46191 Ампіцилінові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)) (33694000-1); Диски (НК 024:2023: 46191 Ампіцилінові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)) (33694000-1); Диски (НК 024:2023: 59194 Сульбактам/ампіцилін, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)) (33694000-1); Диски (НК 024:2023: 45899 Амоксицилінові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)) (33694000-1); Диски (НК 024:2023: 46156 Амоксицилін/клавуланова кислота, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)) (33694000-1); Диски (НК 024:2023: 31857 Ертапенем-диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)) (33694000-1); Диски (НК 024:2023: 42487 Диски для тестування на чутливість з цефуроксимом натрію, IVD (діагностика in vitro)) (33694000-1); Диски (НК 024:2023: 45291 Диски фузидієвої кислоти для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)) (33694000-1); Диски (НК 024:2023: 59183 Рифампіцин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)) (33694000-1); Диски (НК 024:2023: 45352 Диски/стрипи для тестування на чутливість мікроорганізмів до множинних антибіотиків IVD (діагностика in vitro), набір) (33694000-1); Диски (НК 024:2023: 45352 Диски/стрипи для тестування на чутливість мікроорганізмів до множинних антибіотиків IVD (діагностика in vitro), набір) (33694000-1); Диски (НК 024:2023: 59165 Офлоксацин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)) (33694000-1); Диски ((НК 024:2023: 45352 Диски/стрипи для тестування на чутливість мікроорганізмів до множинних антибіотиків IVD (діагностика in vitro), набір) (33694000-1); Диски (НК 024:2023: 44483 Диски для тестування на чутливість з цефтріаксоном, IVD (діагностика in vitro)) (33694000-1); Диски (НК 024:2023: 59213 Ванкоміцин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)) (33694000-1); Диски (НК 024:2023: 61992 Ванкоміцин/колістин, диски для селективної ізоляції IVD (діагностика in vitro)) (33694000-1); Диски (НК 024:2023: 59168 Оксацилін, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)) (33694000-1); Диски (НК 024:2023: 45352 Диски/стрипи для тестування на чутливість мікроорганізмів до множинних антибіотиків IVD (діагностика in vitro), набір) (33694000-1); Диски (НК 024:2023: 38720 Цефокситин-диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)) (33694000-1); Диски (НК 024:2023: 45529 Гентаміцинові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)) (33694000-1); Диски (НК 024:2023: 45352 Диски/стрипи для тестування на чутливість мікроорганізмів до множинних антибіотиків IVD (діагностика in vitro), набір) (33694000-1); Диски (НК 024:2023: 59214 Вориконазол, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)) (33694000-1); Диски (НК 024:2023: 42830 Диски для тестування на чутливість з флуконазолом, IVD (діагностика in vitro)) (33694000-1); Диски (НК 024:2023: 45352 Диски/стрипи для тестування на чутливість мікроорганізмів до множинних антибіотиків IVD (діагностика in vitro), набір) (33694000-1); Диски (НК 024:2023: 59164 Ністатин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)) (33694000-1); Диски (НК 024:2023: 61975 Ітраконазол, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)) (33694000-1); Диски (НК 024:2023: 62020 Амфотерицин В, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)) (33694000-1); Диски (НК 024:2023: 45352 Диски/стрипи для тестування на чутливість мікроорганізмів до множинних антибіотиків IVD (діагностика in vitro), набір) (33694000-1); Диски (НК 024:2023: 45352 Диски/стрипи для тестування на чутливість мікроорганізмів до множинних антибіотиків IVD (діагностика in vitro), набір) (33694000-1); Диски (НК 024:2023: 45352 Диски/стрипи для тестування на чутливість мікроорганізмів до множинних антибіотиків IVD (діагностика in vitro), набір) (33694000-1); Набір дисків (НК 024:2023: 60754 Бактеріальний ген ESBL, нуклеїнова кислота IVD (діагностика in vitro), реагент) (33694000-1); Планшет (НК 024:2023: 50424 Множинні мікроорганізми родини Гемофілії/Нейсерії, ізольований штамп IVD (діагностика in vitro), реагент) (33694000-1); Планшет (НК 024:2023: 30666 Ідентифікація IVD (діагностика in vitro), набір для іференціювання та/або ідентифікації кількох видів культури Candida / дріжджів) (33694000-1); Планшет (НК 024:2023: 50419 Множинні аеробні

грампозитивні бактерії, ізолюваний штам IVD (діагностика in vitro), набір) (33694000-1); Планшет (НК 024:2023: 50419 Множинні аеробні грампозитивні бактерії, ізолюваний штам IVD (діагностика in vitro), набір) (33694000-1); Планшет (НК 024:2023: 50421 Множинні мікроорганізми, що не належать до родини ентеробактерій, ізолюваний штам IVD (діагностика in vitro), набір) (33694000-1); Планшет (НК 024:2023: 50421 Множинні мікроорганізми, що не належать до родини ентеробактерій, ізолюваний штам IVD (діагностика in vitro), набір) (33694000-1); Планшет (НК 024:2023: 50890 Коринебактерія дифтерії, токсин, антитіла IVD (діагностика in vitro), реагент) (33694000-1); Диски (НК 024:2023: 50889 Коринебактерія дифтерії, токсин антитіла IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал) (33694000-1) (33694000-1); I-1 Аеробний флакон для гемокультур (НК 024:2023: 58529 Бульйон для гемокультур в аеробних умовах, живильне середовище IVD (діагностика in vitro)) (33694000-1); II-1 Анаеробний флакон для гемокультур (НК 024:2023: 58536 Бульйон для анаеробних мікроорганізмів, живильне середовище IVD (діагностика in vitro)) (33694000-1); Лізована кров коня (НК 024:2023: 62819 Добавка для овечої крові IVD діагностика in vitro)) (33694000-1); Імерсійна рідина (НК 024:2023: 43550 Фіксувальна рідина для мікроскопії, IVD (діагностика in vitro)) (33694000-1); Забарвлення за Грамом (НК 024:2023: 42709 Набір для фарбування за Грамом, IVD (діагностика in vitro)) (33694000-1); Система ідентифікації ентеробактерій (НК 024:2023: 43554 Реагент для ідентифікації ізоляту культури грамнегативних бактерій/профіль антимікробної чутливості, IVD (діагностика in vitro)) (33694000-1); Тест-реагент (НК 024:2023: 51513 Множинні види Salmonella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації) (33694000-1); Тест-реагент (НК 024:2023: 51513 Множинні види Salmonella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації) (33694000-1); Тест-реагент (НК 024:2023: 51513 Множинні види Salmonella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації) (33694000-1); Тест-реагент (НК 024:2023: 51592 Salmonella typhimurium, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації) (33694000-1); Тест-реагент (НК 024:2023: 51600 Множинні види Shigella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації) (33694000-1); Тест-реагент (НК 024:2023: 51644 Shigella sonnei, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації) (33694000-1); Тест-реагент (НК 024:2023: 51632 Shigella flexneri, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації) (33694000-1); Тест-реагент (НК 024:2023: 51632 Shigella flexneri, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації) (33694000-1); Тест (НК 024:2023: 54532 Прихована кров у калі IVD (діагностика in vitro), набір, імунохроматографічний аналіз, експрес-аналіз (33694000-1) (ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні)

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:

Відкриті торги з особливостями ID: UA-2024-02-09-004989-a

Обсяги: 88 найменувань (згідно з технічним завданням)

Розрахунок здійснений на підставі фактичного обсягу лабораторних досліджень, проведених у бактеріологічній лабораторії ЦРЛ Ковельського МТМО у минулому році.

Очікувана вартість, розмір бюджетного призначення та джерело фінансування:

2 182 370,00 грн. – власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)

Для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі з метою дотримання принципів здійснення закупівель, зокрема максимальної економії та ефективності, було попередньо здійснено моніторинг комерційних пропозицій потенційних постачальників даних товарів.

Технічні та якісні характеристики:

№ з/п	Конкретна назва предмета закупівлі	Назва товару	Характеристики та опис товару	Одиниці виміру	Кількість
1	Диски (НК 024:2023: 43143 Диски для тестування на чутливість з	Диски для тесту на чутливість до	Диски повинні бути паперовими та діаметром 6 мм	уп	10

	цефіксимом, IVD (діагностика in vitro) (33694000-1)	цефіксиму, 5 мкг	в картриджі. Диски повинні бути виготовлені з високоякісного паперу, наділеного спеціальними властивостями та насиченого стандартними розчинами антибіотиків визначеної концентрації. Кожен картридж повинен містити 50 дисків.		
2	Диски (НК 024:2023: 59203 Темоцилін, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro) (33694000-1)	Диски Темоцилін ТМО (30 мкг)	Диски повинні бути паперовими та діаметром 6 мм в картриджі. Диски повинні бути виготовлені з високоякісного паперу, наділеного спеціальними властивостями та насиченого стандартними розчинами антибіотиків визначеної концентрації. Кожен картридж повинен містити 50 дисків.	уп	1
3	Диски (НК 024:2023: 45352 Диски/стрипи для тестування на чутливість мікроорганізмів до множинних антибіотиків IVD (діагностика in vitro), набір) (33694000-1)	Диски для тесту на чутливість до меропенему/ фенілборонової кислоти, 10/400 мкг	Диски повинні бути паперовими та діаметром 6 мм в картриджі. Диски повинні бути виготовлені з високоякісного паперу, наділеного спеціальними властивостями та насиченого стандартними розчинами антибіотиків визначеної концентрації. Кожен картридж повинен містити 50 дисків.	уп	1
4	Диски (НК 024:2023: 45352 Диски/стрипи для тестування на чутливість мікроорганізмів до множинних антибіотиків IVD (діагностика in vitro), набір) (33694000-1)	Диски для тесту на чутливість до меропенему/амінофенілборонової кислоти, 10/600 мкг	Диски повинні бути паперовими та діаметром 6 мм в картриджі. Диски повинні бути виготовлені з високоякісного паперу, наділеного спеціальними властивостями та насиченого стандартними розчинами антибіотиків визначеної концентрації. Кожен картридж повинен містити 50 дисків.	уп	1
5	Диски (НК 024:2023: 45352 Диски/стрипи для тестування на чутливість мікроорганізмів до множинних антибіотиків IVD (діагностика in vitro), набір) (33694000-1)	Диски для тесту на чутливість до меропенему/ЕДТА, 10/292 мкг	Диски повинні бути паперовими та діаметром 6 мм в картриджі. Диски повинні бути виготовлені з високоякісного паперу, наділеного спеціальними властивостями та насиченого стандартними розчинами антибіотиків визначеної концентрації. Кожен картридж повинен містити 50 дисків.	уп	1

6	Диски (НК 024:2023: 45352 Диски/стрипи для тестування на чутливість мікроорганізмів до множинних антибіотиків IVD (діагностика in vitro), набір) (33694000-1)	Диски для тесту на чутливість до меропенему/клоксациліну, 10/750 мкг	Диски повинні бути паперовими та діаметром 6 мм в картриджі. Диски повинні бути виготовлені з високоякісного паперу, наділеного спеціальними властивостями та насиченого стандартними розчинами антибіотиків визначеної концентрації. Кожен картридж повинен містити 50 дисків.	уп	1
7	Диски (НК 024:2023: 45352 Диски/стрипи для тестування на чутливість мікроорганізмів до множинних антибіотиків IVD (діагностика in vitro), набір) (33694000-1)	Диски для тесту на чутливість до меропенему/діпі колінової кислоти, 10/1000 мкг	Диски повинні бути паперовими та діаметром 6 мм в картриджі. Диски повинні бути виготовлені з високоякісного паперу, наділеного спеціальними властивостями та насиченого стандартними розчинами антибіотиків визначеної концентрації. Кожен картридж повинен містити 50 дисків.	уп	1
8	Диски (НК 024:2021: 59147 Меропенем, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)) (33694000-1)	Диски для тесту на чутливість до меропенему, 10 мкг	Диски повинні бути паперовими та діаметром 6 мм в картриджі. Диски повинні бути виготовлені з високоякісного паперу, наділеного спеціальними властивостями та насиченого стандартними розчинами антибіотиків визначеної концентрації. Кожен картридж повинен містити 50 дисків.	уп	20
9	Диски (НК 024:2023: 46005 Цефотаксимові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)) (33694000-1)	Диски для тесту на чутливість до цефотаксиму, 5 мкг	Диски повинні бути паперовими та діаметром 6 мм в картриджі. Диски повинні бути виготовлені з високоякісного паперу, наділеного спеціальними властивостями та насиченого стандартними розчинами антибіотиків визначеної концентрації. Кожен картридж повинен містити 50 дисків.	уп	32
10	Диски (НК 024:2023: 38604 Диски для тестування на чутливість IVD діагностика in vitro) до цефотаксим/клавуланової кислоти) (33694000-1)	Диски для тесту на чутливість до цефотаксиму/клавуланової кислоти, 30/10 мкг	Диски повинні бути паперовими та діаметром 6 мм в картриджі. Диски повинні бути виготовлені з високоякісного паперу, наділеного спеціальними властивостями та насиченого стандартними розчинами антибіотиків визначеної	уп	1

			концентрації. Кожен картридж повинен містити 50 дисків.		
11	Диски (НК 024:2023: 59162 Норфлораксацин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)) (33694000-1)	Диски для тесту на чутливість до норфлораксацину, 10 мкг	Диски повинні бути паперовими та діаметром 6 мм в картриджі. Диски повинні бути виготовлені з високоякісного паперу, наділеного спеціальними властивостями та насиченого стандартними розчинами антибіотиків визначеної концентрації. Кожен картридж повинен містити 50 дисків.	уп	50
12	Диски (НК 024:2023: 59159 Нітрофурантоїн, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)) (33694000-1)	Диски для тесту на чутливість до нітрофурантоїну, 100 мкг	Диски повинні бути паперовими та діаметром 6 мм в картриджі. Диски повинні бути виготовлені з високоякісного паперу, наділеного спеціальними властивостями та насиченого стандартними розчинами антибіотиків визначеної концентрації. Кожен картридж повинен містити 50 дисків.	уп	10
13	Диски (НК 024:2023: 59139 Левофлораксацин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)) (33694000-1)	Диски для тесту на чутливість до левофлораксацину, 5 мкг	Диски повинні бути паперовими та діаметром 6 мм в картриджі. Диски повинні бути виготовлені з високоякісного паперу, наділеного спеціальними властивостями та насиченого стандартними розчинами антибіотиків визначеної концентрації. Кожен картридж повинен містити 50 дисків.	уп	50
14	Диски (НК 024:2023: 59153 Моксифлораксацин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)) (33694000-1)	Диски для тесту на чутливість до моксифлораксацину, 5 мкг	Диски повинні бути паперовими та діаметром 6 мм в картриджі. Диски повинні бути виготовлені з високоякісного паперу, наділеного спеціальними властивостями та насиченого стандартними розчинами антибіотиків визначеної концентрації. Кожен картридж повинен містити 50 дисків.	уп	2
15	Диски (НК 024:2023: 45445 Амікацинові диски для тестування на чутливість, IVD (діагностика in vitro)) (33694000-1)	Диски для тесту на чутливість до амікацину, 30 мкг	Диски повинні бути паперовими та діаметром 6 мм в картриджі. Диски повинні бути виготовлені з високоякісного паперу, наділеного спеціальними властивостями та насиченого	уп	50

			стандартними розчинами антибіотиків визначеної концентрації. Кожен картридж повинен містити 50 дисків.		
16	Диски (НК 024:2023: 59177 Піперацилін/тазобактам, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)) (33694000-1)	Диски для тесту на чутливість до піперациліну/тазобактаму, 30/6 мкг	Диски повинні бути паперовими та діаметром 6 мм в картриджі. Диски повинні бути виготовлені з високоякісного паперу, наділеного спеціальними властивостями та насиченого стандартними розчинами антибіотиків визначеної концентрації. Кожен картридж повинен містити 50 дисків.	уп	15
17	Диски (НК 024:2023: 45352 Диски/стрипи для тестування на чутливість мікроорганізмів до множинних антибіотиків IVD (діагностика in vitro), набір) (33694000-1)	Диски Цефтолозан-тазобактам C\T (40 мкг)	Диски повинні бути паперовими та діаметром 6 мм в картриджі. Диски повинні бути виготовлені з високоякісного паперу, наділеного спеціальними властивостями та насиченого стандартними розчинами антибіотиків визначеної концентрації. Кожен картридж повинен містити 50 дисків.	уп	2
18	Диски (НК 024:2023: 59176 Піперацилін, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)) (33694000-1)	Диски для тесту на чутливість до піперациліну, 30 мкг	Диски повинні бути паперовими та діаметром 6 мм в картриджі. Диски повинні бути виготовлені з високоякісного паперу, наділеного спеціальними властивостями та насиченого стандартними розчинами антибіотиків визначеної концентрації. Кожен картридж повинен містити 50 дисків.	уп	2
19	Диски (НК 024:2023: 41910 Диск IVD (діагностика in vitro) дискретизації сприйнятливості до еритроміцину) (33694000-1)	Диски для тесту на чутливість до еритроміцину, 15 мкг	Диски повинні бути паперовими та діаметром 6 мм в картриджі. Диски повинні бути виготовлені з високоякісного паперу, наділеного спеціальними властивостями та насиченого стандартними розчинами антибіотиків визначеної концентрації. Кожен картридж повинен містити 50 дисків.	уп	50
20	Диски (НК 024:2023: 45390 Диск кліндаміцину для тестування на чутливість IVD	Диски для тесту на чутливість до кліндаміцину, 2 мкг	Диски повинні бути паперовими та діаметром 6 мм в картриджі. Диски повинні бути виготовлені з високоякісного паперу,	уп	50

	(діагностика in vitro)) (33694000-1)		наділеного спеціальними властивостями та насиченого стандартними розчинами антибіотиків визначеної концентрації. Кожен картридж повинен містити 50 дисків.		
21	Диски (НК 024:2023: 59209 Тобраміцин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)) (33694000-1)	Диски для тесту на чутливість до тобраміцину, 10 мкг	Диски повинні бути паперовими та діаметром 6 мм в картриджі. Диски повинні бути виготовлені з високоякісного паперу, наділеного спеціальними властивостями та насиченого стандартними розчинами антибіотиків визначеної концентрації. Кожен картридж повинен містити 50 дисків.	уп	20
22	Диски (НК 024:2023: 45352 Диски/стрипи для тестування на чутливість мікроорганізмів до множинних антибіотиків IVD (діагностика in vitro), набір) (33694000-1)	Диски Тігециклін TGC (15 мкг)	Диски повинні бути паперовими та діаметром 6 мм в картриджі. Диски повинні бути виготовлені з високоякісного паперу, наділеного спеціальними властивостями та насиченого стандартними розчинами антибіотиків визначеної концентрації. Кожен картридж повинен містити 50 дисків.	уп	5
23	Диски (НК 024:2023: 45352 Диски/стрипи для тестування на чутливість мікроорганізмів до множинних антибіотиків IVD (діагностика in vitro), набір) (33694000-1)	Диски для тесту на чутливість до цефазоліну, 30 мкг	Диски повинні бути паперовими та діаметром 6 мм в картриджі. Диски повинні бути виготовлені з високоякісного паперу, наділеного спеціальними властивостями та насиченого стандартними розчинами антибіотиків визначеної концентрації. Кожен картридж повинен містити 50 дисків.	уп	20
24	Диски (НК 024:2023: 45352 Диски/стрипи для тестування на чутливість мікроорганізмів до множинних антибіотиків IVD (діагностика in vitro), набір) (33694000-1)	Диски для тесту на чутливість до імipенему, 10 мкг	Диски повинні бути паперовими та діаметром 6 мм в картриджі. Диски повинні бути виготовлені з високоякісного паперу, наділеного спеціальними властивостями та насиченого стандартними розчинами антибіотиків визначеної концентрації. Кожен картридж повинен містити 50 дисків.	уп	30
25	Диски (НК 024:2023: 45352 Диски/стрипи для тестування на чутливість	Диски Іміпенем - Релебактам I/R (35 мкг)	Диски повинні бути паперовими та діаметром 6 мм в картриджі. Диски повинні	уп	1

	мікроорганізмів до множинних антибіотиків IVD (діагностика in vitro), набір) (33694000-1)		повинні бути виготовлені з високоякісного паперу, наділеного спеціальними властивостями та насиченого стандартними розчинами антибіотиків визначеної концентрації. Кожен картридж повинен містити 50 дисків.		
26	Диски (НК 024:2023: 43042 Диски для тестування на чутливість з бацитрацином, IVD (діагностика in vitro)) (33694000-1)	Диски для тесту на чутливість до бацитрацину, 10 мкг	Диски повинні бути паперовими та діаметром 6 мм в картриджі. Диски повинні бути виготовлені з високоякісного паперу, наділеного спеціальними властивостями та насиченого стандартними розчинами антибіотиків визначеної концентрації. Кожен картридж повинен містити 50 дисків.	уп	20
27	Диски (НК 024:2023: 38567 Диск IVD (діагностика in vitro) для діагностики чутливості до хлорамфені-колу) (33694000-1)	Диски для тесту на чутливість до хлорамфеніколу, 30 мкг	Диски повинні бути паперовими та діаметром 6 мм в картриджі. Диски повинні бути виготовлені з високоякісного паперу, наділеного спеціальними властивостями та насиченого стандартними розчинами антибіотиків визначеної концентрації. Кожен картридж повинен містити 50 дисків.	уп	5
28	Диски (НК 024:2023: 59204 Тетрациклін, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)) (33694000-1)	Диски для тесту на чутливість до тетрацикліну, 30 мкг	Диски повинні бути паперовими та діаметром 6 мм в картриджі. Диски повинні бути виготовлені з високоякісного паперу, наділеного спеціальними властивостями та насиченого стандартними розчинами антибіотиків визначеної концентрації. Кожен картридж повинен містити 50 дисків.	уп	40
29	Диски (НК 024:2023: 37573 Цефепім мінімальна інгібувальна концентрація IVD (діагностика in vitro)) (33694000-1)	Диски для тесту на чутливість до цефепіму, 30 мкг	Диски повинні бути паперовими та діаметром 6 мм в картриджі. Диски повинні бути виготовлені з високоякісного паперу, наділеного спеціальними властивостями та насиченого стандартними розчинами антибіотиків визначеної концентрації. Кожен картридж повинен містити 50 дисків.	уп	30

30	Диски (НК 024:2023: 59143 Лінезолід, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)) (33694000-1)	Диски для тесту на чутливість до лінезоліду, 10 мкг	Диски повинні бути паперовими та діаметром 6 мм в картриджі. Диски повинні бути виготовлені з високоякісного паперу, наділеного спеціальними властивостями та насиченого стандартними розчинами антибіотиків визначеної концентрації. Кожен картридж повинен містити 50 дисків.	уп	25
31	Диски (НК 024:2023: 59201 Тейкопланін, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)) (33694000-1)	Диски для тесту на чутливість до тейкопланіну, 30 мкг	Диски повинні бути паперовими та діаметром 6 мм в картриджі. Диски повинні бути виготовлені з високоякісного паперу, наділеного спеціальними властивостями та насиченого стандартними розчинами антибіотиків визначеної концентрації. Кожен картридж повинен містити 50 дисків.	уп	15
32	Диски (НК 024:2023: 45359 Ципрофлоксацинові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)) (33694000-1)	Диски для тесту на чутливість до ципрофлоксацину, 5 мкг	Диски повинні бути паперовими та діаметром 6 мм в картриджі. Диски повинні бути виготовлені з високоякісного паперу, наділеного спеціальними властивостями та насиченого стандартними розчинами антибіотиків визначеної концентрації. Кожен картридж повинен містити 50 дисків.	уп	50
33	Диски (НК 024:2023: 59206 Тикарцилін/клавуланова кислота, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)) (33694000-1)	Диски для тесту на чутливість до тикарциліну/клавуланової кислоти, 75/10 мкг	Диски повинні бути паперовими та діаметром 6 мм в картриджі. Диски повинні бути виготовлені з високоякісного паперу, наділеного спеціальними властивостями та насиченого стандартними розчинами антибіотиків визначеної концентрації. Кожен картридж повинен містити 50 дисків.	уп	15
34	Диски (НК 024:2023: 59205 Тикарцилін, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)) (33694000-1)	Диски для тесту на чутливість до тикарциліну, 75 мкг	Диски повинні бути паперовими та діаметром 6 мм в картриджі. Диски повинні бути виготовлені з високоякісного паперу, наділеного спеціальними властивостями та насиченого стандартними розчинами	уп	2

			антибіотиків визначеної концентрації. Кожен картридж повинен містити 50 дисків.		
35	Диски (НК 024:2023: 46191 Ампіцилінові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)) (33694000-1)	Диски для тесту на чутливість до ампіциліну, 10 мкг	Диски повинні бути паперовими та діаметром 6 мм в картриджі. Диски повинні бути виготовлені з високоякісного паперу, наділеного спеціальними властивостями та насиченого стандартними розчинами антибіотиків визначеної концентрації. Кожен картридж повинен містити 50 дисків.	уп	5
36	Диски (НК 024:2023: 46191 Ампіцилінові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)) (33694000-1)	Диски для тесту на чутливість до ампіциліну, 2 мкг	Диски повинні бути паперовими та діаметром 6 мм в картриджі. Диски повинні бути виготовлені з високоякісного паперу, наділеного спеціальними властивостями та насиченого стандартними розчинами антибіотиків визначеної концентрації. Кожен картридж повинен містити 50 дисків.	уп	2
37	Диски (НК 024:2023: 59194 Сульбактам/ампіцилін, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)) (33694000-1)	Диски для тесту на чутливість до ампіциліну/сульбактаму, 10/10 мкг	Диски повинні бути паперовими та діаметром 6 мм в картриджі. Диски повинні бути виготовлені з високоякісного паперу, наділеного спеціальними властивостями та насиченого стандартними розчинами антибіотиків визначеної концентрації. Кожен картридж повинен містити 50 дисків.	уп	10
38	Диски (НК 024:2023: 45899 Амоксицилінові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)) (33694000-1)	Диски для тесту на чутливість до амоксициліну, 10 мкг	Диски повинні бути паперовими та діаметром 6 мм в картриджі. Диски повинні бути виготовлені з високоякісного паперу, наділеного спеціальними властивостями та насиченого стандартними розчинами антибіотиків визначеної концентрації. Кожен картридж повинен містити 50 дисків.	уп	10
39	Диски (НК 024:2023: 46156 Амоксицилін/клавуланова кислота, диски для тестування на чутливість	Диски для тесту на чутливість до амоксициліну/клавуланової кислоти, 20/10 мкг	Диски повинні бути паперовими та діаметром 6 мм в картриджі. Диски повинні бути виготовлені з високоякісного паперу, наділеного спеціальними	уп	2

	IVD (діагностика in vitro)) (33694000-1)		властивостями та насиченого стандартними розчинами антибіотиків визначеної концентрації. Кожен картридж повинен містити 50 дисків.		
40	Диски (НК 024:2023: 31857 Ертапенем-диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)) (33694000-1)	Диски Ертапенем ЕТР (10 мкг)	Диски повинні бути паперовими та діаметром 6 мм в картриджі. Диски повинні бути виготовлені з високоякісного паперу, наділеного спеціальними властивостями та насиченого стандартними розчинами антибіотиків визначеної концентрації. Кожен картридж повинен містити 50 дисків.	уп	2
41	Диски (НК 024:2023: 42487 Диски для тестування на чутливість з цефуроксимом натрію, IVD (діагностика in vitro)) (33694000-1)	Диски для тесту на чутливість до цефуроксиму, 30 мкг	Диски повинні бути паперовими та діаметром 6 мм в картриджі. Диски повинні бути виготовлені з високоякісного паперу, наділеного спеціальними властивостями та насиченого стандартними розчинами антибіотиків визначеної концентрації. Кожен картридж повинен містити 50 дисків.	уп	7
42	Диски (НК 024:2023: 45291 Диски фузидієвої кислоти для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)) (33694000-1)	Диски для тесту на чутливість до фузидової кислоти, 10 мкг	Диски повинні бути паперовими та діаметром 6 мм в картриджі. Диски повинні бути виготовлені з високоякісного паперу, наділеного спеціальними властивостями та насиченого стандартними розчинами антибіотиків визначеної концентрації. Кожен картридж повинен містити 50 дисків.	уп	10
43	Диски (НК 024:2023: 59183 Рифампіцин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)) (33694000-1)	Диски Рифампіцин RD (5 мкг)	Диски повинні бути паперовими та діаметром 6 мм в картриджі. Диски повинні бути виготовлені з високоякісного паперу, наділеного спеціальними властивостями та насиченого стандартними розчинами антибіотиків визначеної концентрації. Кожен картридж повинен містити 50 дисків.	уп	10
44	Диски (НК 024:2023: 45352 Диски/стрипи для тестування на чутливість мікроорганізмів до	Диски для тесту на чутливість до цефтазидиму, 10 мкг	Диски повинні бути паперовими та діаметром 6 мм в картриджі. Диски повинні бути виготовлені з	уп	40

	множинних антибіотиків IVD (діагностика in vitro), набір) (33694000-1)		високоякісного паперу, наділеного спеціальними властивостями та насиченого стандартними розчинами антибіотиків визначеної концентрації. Кожен картридж повинен містити 50 дисків.		
45	Диски (НК 024:2023: 45352 Диски/стрипи для тестування на чутливість мікроорганізмів до множинних антибіотиків IVD (діагностика in vitro), набір) (33694000-1)	Диски для тесту на чутливість до цефтазидиму/авібактаму, 10/4 мкг	Диски повинні бути паперовими та діаметром 6 мм в картриджі. Диски повинні бути виготовлені з високоякісного паперу, наділеного спеціальними властивостями та насиченого стандартними розчинами антибіотиків визначеної концентрації. Кожен картридж повинен містити 50 дисків.	уп	1
46	Диски (НК 024:2023: 59165 Офлоксацин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)) (33694000-1)	Диски для тесту на чутливість до офлоксацину, 5 мкг	Диски повинні бути паперовими та діаметром 6 мм в картриджі. Диски повинні бути виготовлені з високоякісного паперу, наділеного спеціальними властивостями та насиченого стандартними розчинами антибіотиків визначеної концентрації. Кожен картридж повинен містити 50 дисків.	уп	5
47	Диски (НК 024:2023: 45352 Диски/стрипи для тестування на чутливість мікроорганізмів до множинних антибіотиків IVD (діагностика in vitro), набір) (33694000-1)	Диски для тесту на чутливість до азтреонаму, 30 мкг	Диски повинні бути паперовими та діаметром 6 мм в картриджі. Диски повинні бути виготовлені з високоякісного паперу, наділеного спеціальними властивостями та насиченого стандартними розчинами антибіотиків визначеної концентрації. Кожен картридж повинен містити 50 дисків.	уп	10
48	Диски (НК 024:2023: 44483 Диски для тестування на чутливість з цефтріаксоном, IVD (діагностика in vitro)) (33694000-1)	Диски для тесту на чутливість до цефтріаксону, 30 мкг	Диски повинні бути паперовими та діаметром 6 мм в картриджі. Диски повинні бути виготовлені з високоякісного паперу, наділеного спеціальними властивостями та насиченого стандартними розчинами антибіотиків визначеної концентрації. Кожен картридж повинен містити 50 дисків.	уп	40
49	Диски (НК 024:2023: 59213 Ванкоміцин, диски	Диски для тесту на чутливість до	Диски повинні бути паперовими та діаметром 6 мм	уп	15

	для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)) (33694000-1)	ванкоміцину, 5 мкг	в картриджі. Диски повинні бути виготовлені з високоякісного паперу, наділеного спеціальними властивостями та насиченого стандартними розчинами антибіотиків визначеної концентрації. Кожен картридж повинен містити 50 дисків.		
50	Диски (НК 024:2023: 61992 Ванкоміцин/колістин, диски для селективної ізоляції IVD (діагностика in vitro)) (33694000-1)	Диски Ванкоміцин VK	Диски повинні бути паперовими та діаметром 6 мм в картриджі. Диски повинні бути виготовлені з високоякісного паперу, наділеного спеціальними властивостями та насиченого стандартними розчинами антибіотиків визначеної концентрації. Кожен картридж повинен містити 50 дисків.	уп	1
51	Диски (НК 024:2023: 59168 Оксацилін, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)) (33694000-1)	Диски для тесту на чутливість до оксациліну, 1 мкг	Диски повинні бути паперовими та діаметром 6 мм в картриджі. Диски повинні бути виготовлені з високоякісного паперу, наділеного спеціальними властивостями та насиченого стандартними розчинами антибіотиків визначеної концентрації. Кожен картридж повинен містити 50 дисків.	уп	1
52	Диски (НК 024:2023: 45352 Диски/стрипи для тестування на чутливість мікроорганізмів до множинних антибіотиків IVD (діагностика in vitro), набір) (33694000-1)	Диски для тесту на чутливість до пеніциліну G, 1 мкг	Диски повинні бути паперовими та діаметром 6 мм в картриджі. Диски повинні бути виготовлені з високоякісного паперу, наділеного спеціальними властивостями та насиченого стандартними розчинами антибіотиків визначеної концентрації. Кожен картридж повинен містити 50 дисків.	уп	50
53	Диски (НК 024:2023: 38720 Цефокситин-диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)) (33694000-1)	Диски Цефокситин Fox (30 мкг)	Диски повинні бути паперовими та діаметром 6 мм в картриджі. Диски повинні бути виготовлені з високоякісного паперу, наділеного спеціальними властивостями та насиченого стандартними розчинами антибіотиків визначеної концентрації. Кожен картридж повинен містити 50 дисків.	уп	30

54	Диски (НК 024:2023: 45529 Гентаміцинові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)) (33694000-1)	Диски для тесту на чутливість до гентаміцину, 10 мкг	Диски повинні бути паперовими та діаметром 6 мм в картриджі. Диски повинні бути виготовлені з високоякісного паперу, наділеного спеціальними властивостями та насиченого стандартними розчинами антибіотиків визначеної концентрації. Кожен картридж повинен містити 50 дисків.	уп	25
55	Диски (НК 024:2023: 45352 Диски/стрипи для тестування на чутливість мікроорганізмів до множинних антибіотиків IVD (діагностика in vitro), набір) (33694000-1)	Диски для тесту на чутливість до цефепіму/клавуланової кислоти, 30/10 мкг	Диски повинні бути паперовими та діаметром 6 мм в картриджі. Диски повинні бути виготовлені з високоякісного паперу, наділеного спеціальними властивостями та насиченого стандартними розчинами антибіотиків визначеної концентрації. Кожен картридж повинен містити 50 дисків.	уп	1
56	Диски (НК 024:2023: 59214 Вориконазол, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)) (33694000-1)	Диски для тесту на чутливість до вориконазолу, 1 мкг	Диски повинні бути паперовими та діаметром 6 мм в картриджі. Диски повинні бути виготовлені з високоякісного паперу, наділеного спеціальними властивостями та насиченого стандартними розчинами антибіотиків визначеної концентрації. Кожен картридж повинен містити 50 дисків.	уп	10
57	Диски (НК 024:2023: 42830 Диски для тестування на чутливість з флуконазолом, IVD (діагностика in vitro)) (33694000-1)	Диски для тесту на чутливість до флуконазолу, 25 мкг	Диски повинні бути паперовими та діаметром 6 мм в картриджі. Диски повинні бути виготовлені з високоякісного паперу, наділеного спеціальними властивостями та насиченого стандартними розчинами антибіотиків визначеної концентрації. Кожен картридж повинен містити 50 дисків.	уп	10
58	Диски (НК 024:2023: 45352 Диски/стрипи для тестування на чутливість мікроорганізмів до множинних антибіотиків IVD (діагностика in vitro), набір) (33694000-1)	Диски для тесту на чутливість до каспофунгіну, 5 мкг	Диски повинні бути паперовими та діаметром 6 мм в картриджі. Диски повинні бути виготовлені з високоякісного паперу, наділеного спеціальними властивостями та насиченого стандартними розчинами антибіотиків визначеної	уп	10

			концентрації. Кожен картридж повинен містити 50 дисків.		
59	Диски (НК 024:2023: 59164 Ністатин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)) (33694000-1)	Диски для тесту на чутливість до ністатину, 100 мкг	Диски повинні бути паперовими та діаметром 6 мм в картриджі. Диски повинні бути виготовлені з високоякісного паперу, наділеного спеціальними властивостями та насиченого стандартними розчинами антибіотиків визначеної концентрації. Кожен картридж повинен містити 50 дисків.	уп	10
60	Диски (НК 024:2023: 61975 Ітраконазол, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)) (33694000-1)	Диски для тесту на чутливість до ітраконазолу, 10 мкг	Диски повинні бути паперовими та діаметром 6 мм в картриджі. Диски повинні бути виготовлені з високоякісного паперу, наділеного спеціальними властивостями та насиченого стандартними розчинами антибіотиків визначеної концентрації. Кожен картридж повинен містити 50 дисків.	уп	10
61	Диски (НК 024:2023: 62020 Амфотерицин В, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)) (33694000-1)	Диски для тесту на чутливість до амфотерицину В, 100 мкг	Диски повинні бути паперовими та діаметром 6 мм в картриджі. Диски повинні бути виготовлені з високоякісного паперу, наділеного спеціальними властивостями та насиченого стандартними розчинами антибіотиків визначеної концентрації. Кожен картридж повинен містити 50 дисків.	уп	10
62	Диски (НК 024:2023: 45352 Диски/стрипи для тестування на чутливість мікроорганізмів до множинних антибіотиків IVD (діагностика in vitro), набір) (33694000-1)	Диски для тесту на чутливість до фосфоміцину, 200 мкг	Диски повинні бути паперовими та діаметром 6 мм в картриджі. Диски повинні бути виготовлені з високоякісного паперу, наділеного спеціальними властивостями та насиченого стандартними розчинами антибіотиків визначеної концентрації. Кожен картридж повинен містити 50 дисків.	уп	15
63	Диски (НК 024:2023: 45352 Диски/стрипи для тестування на чутливість мікроорганізмів до множинних антибіотиків IVD (діагностика in vitro), набір) (33694000-1)	Диски Тедизолід TZD (2мкг)	Диски повинні бути паперовими та діаметром 6 мм в картриджі. Диски повинні бути виготовлені з високоякісного паперу, наділеного спеціальними властивостями та насиченого	уп	15

			стандартними розчинами антибіотиків визначеної концентрації. Кожен картридж повинен містити 50 дисків.		
64	Диски (НК 024:2023: 45352 Диски/стрипи для тестування на чутливість мікроорганізмів до множинних антибіотиків IVD (діагностика in vitro), набір) (33694000-1)	Диски з оптохіном, 5 мкг	Диски повинні бути паперовими та діаметром 6 мм в картриджі. Диски повинні бути виготовлені з високоякісного паперу, наділеного спеціальними властивостями та насиченого стандартними розчинами антибіотиків визначеної концентрації. Кожен картридж повинен містити 50 дисків.	уп	2
65	Набір дисків (НК 024:2023: 60754 Бактеріальний ген ESBL, нуклеїнова кислота IVD (діагностика in vitro), реагент) (33694000-1)	Набір дисків з KPC&MBL&OX A-48 (EUCAST)	Набір дисків для підтвердження продукції карбапенемаз бактеріями родини Enterobacteriaceae. 1 набір розрахований для тестування 50 бактеріальних культур. Склад набору: Диски з меропенемом MRP 10 мкг – 1 картридж на 50 дисків. Диски з меропенемом та ЕДТА MR+ED – 1 картридж на 50 дисків. Диски з меропенемом та фенілборною кислотою MR+BO – 1 картридж на 50 дисків. Диски з меропенемом та клоксациліном MR+CL – 1 картридж на 50 дисків. Диски з темоциліном TMO 30 мкг – 1 картридж на 50 дисків. Набір: 5 пластикових картриджів, на 50 дисків кожний, в герметичному багаторазовому пакеті з осушувачем.	набір	1
66	Планшет (НК 024:2023: 50424 Множинні мікроорганізми родини Гемофілії/Нейсерії, ізольований штамп IVD (діагностика in vitro), реагент) (33694000-1)	DL-120NH IST Card Планшет	DL Neisseria / Hemophilus ID/AST планшет (колориметрія та турбідиметрія). Використовується для ідентифікації Neisseria та Haemophilus, що викликають гонорею, менінгіт, пневмонію тощо та тестування їх на чутливість до антимікробних препаратів. Продукт складається з	уп	1

			тестового планшету з ідентифікаційними лунками та лунками для тестування стійкості до антимікробних препаратів, а також відповідних реагентів. Може виконувати 17 тестів на ідентифікацію мікроорганізмів і виявляти наявність пеніцилінази, фактора X і V. Ідентифікаційна лунка змінює колір під час метаболічної активності мікроорганізмів або після додавання допоміжних реагентів. Для визначення чутливості досліджуваного штаму використовується «мінімальної інгібуючої концентрації (МІК, МІС). Використовується в системі мікробного аналізу виробництва Zhuhai DL Biotech Co.		
67	Планшет (НК 024:2023: 30666 Ідентифікація IVD (діагностика in vitro), набір для диференціювання та/або ідентифікації кількох видів культури Candida / дріжджів) (33694000-1)	DL-96FUNGUS IST Планшет	Для ідентифікації дріжджоподібних грибів та визначення МІК антимікробних речовин. Набір реагентів та інших супутніх матеріалів, призначених для використання для диференціювання та / або ідентифікації декількох видів Candida та / або дріжджів, виділених культивуванням з клінічного зразка. Використовується в системі мікробного аналізу виробництва Zhuhai DL Biotech Co.	уп	2
68	Планшет (НК 024:2023: 50419 Множинні аеробні грампозитивні бактерії, ізольований штаб IVD (діагностика in vitro), набір) (33694000-1)	DL-96STAPH IST Планшет	Для ідентифікації та визначення чутливості до антимікробних препаратів стафілококу і грампозитивних кокків з позитивним каталазним тестом. Тест-система, що складається з одного або декількох реагентів та інших предметів, призначених для ідентифікації бактерій роду Staphylococcus. Ідентифікація допомагає в діагностиці захворювання та надає інформацію. (Інфекційна імунологія, бактеріологія,	уп	120

			набір реагентів для ідентифікації стафілококів). Використовується в системі мікробного аналізу виробництва Zhuhai DL Biotech Co.		
69	Планшет (НК 024:2023: 50419 Множинні аеробні грампозитивні бактерії, ізольований штам IVD (діагностика in vitro), набір) (33694000-1)	DL-96STREP IST Планшет	Для ідентифікації грампозитивних каталазо-негативних коків та визначення МІК для антимікробних препаратів. Тест-система, що складається з одного або декількох реагентів та інших предметів, призначених для використання в серологічних тестах для ідентифікації виду <i>Streptococcus spp.</i> з культивованих ізолятів, отриманих з клінічного зразка. (Інфекційна імунологія, бактеріологія, комплект для виявлення антигену стрептококів). Використовується в системі мікробного аналізу виробництва Zhuhai DL Biotech Co.	уп	75
70	Планшет (НК 024:2023: 50421 Множинні мікроорганізми, що не належать до родини ентеробактерій, ізольований штам IVD (діагностика in vitro), набір) (33694000-1)	DL-96E IST Планшет	Для ідентифікації та визначення чутливості до антимікробних препаратів ентеробактерій та грампозитивних паличок з негативною оксидазною реакцією. Пристрій, який є сукупністю реагентів і який може також включати диференціальне культуральне середовище та випробувальні реагенти, які застосовуються для ідентифікації складних мікроорганізмів у біологічному зразку. Використовується в системі мікробного аналізу виробництва Zhuhai DL Biotech Co.	уп	120
71	Планшет (НК 024:2023: 50421 Множинні мікроорганізми, що не належать до родини ентеробактерій, ізольований штам IVD (діагностика in vitro), набір) (33694000-1)	DL-96NE IST Планшет	Для ідентифікації та визначення мінімальної інгібуючої концентрації (МІК) антимікробних препаратів для неферментуючих бактерій і грампозитивних паличок, оксидазопозитивних.	уп	2

			<p>Пристрій, який є сукупністю реагентів і який може також включати диференціальне культуральне середовище та випробувальні реагенти, які застосовуються для ідентифікації складних мікроорганізмів у біологічному зразку. Використовується в системі мікробного аналізу виробництва Zhuhai DL Biotech Co.</p>		
72	<p>Планшет (НК 024:2023: 50890 Коринебактерія дифтерії, токсин, антитіла IVD (діагностика in vitro), реагент) (33694000-1)</p>	<p>DL-120CORYNE IST Card Планшет</p>	<p>Тест-планшет DL Corynebacterium ID/AST (колориметрія та турбідиметрія). Використовується для ідентифікації Corynebacterium та тестування на чутливість до антимікробних препаратів. Тест-планшет складається з лунок біохімічних реакцій та лунок для тестування антибактеріальних препаратів. Планшет може виконувати 18 біохімічних ідентифікаційних тестів. При ідентифікації змінюється колір завдяки метаболічним реакціям або після додавання допоміжних реагентів. У лунках для тестування протимікробних препаратів використовується «метод мікророзведення» для виявлення чутливості досліджуваного штаму та швидкого та точного визначення виду за допомогою системи мікробного аналізу, забезпечуючи значення МІК. Використовується в системі мікробного аналізу виробництва Zhuhai DL Biotech Co.</p>	уп	1
73	<p>Диски (НК 024:2023: 50889 Коринебактерія дифтерії, токсин антитіла IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал) (33694000-1) (33694000-1)</p>	<p>Диски з антитоксином дифтерійним для реакції імунопреципітації DIA-Diphtheria-D (20 дисків)</p>	<p>Для in vitro визначення токсигенності коринебактерій в реакції імунопреципітації (РІП). ФОРМА ВИПУСКУ: Набір реагентів для діагностики in vitro. Диски з фільтрувального паперу, просочені дифтерійним антитоксином,</p>	фл	2

			готові до використання 20 дисків у флаконі.		
74	I-1 Аеробний флакон для гемокультур (НК 024:2023: 58529 Бульйон для гемокультур в аеробних умовах, живильне середовище IVD (діагностика in vitro)) (33694000-1)	I-1 Аеробний флакон для гемокультур	Для автоматичної системи культивування гемокультур VT Blockchain. Пристрій, який є сукупністю реагентів і який може також включати диференціальне культуральне середовище та випробувальні реагенти, які застосовуються для ідентифікації складних мікроорганізмів у біологічному зразку.	фл	100
75	II-1 Анаеробний флакон для гемокультур (НК 024:2023: 58536 Бульйон для анаеробних мікроорганізмів, живильне середовище IVD (діагностика in vitro)) (33694000-1)	II-1 Анаеробний флакон для гемокультур	Для автоматичної системи культивування гемокультур VT Blockchain. Пристрій, який є сукупністю реагентів і який може також включати диференціальне культуральне середовище та випробувальні реагенти, які застосовуються для ідентифікації складних мікроорганізмів у біологічному зразку.	фл	30
76	Лізована кров коня (НК 024:2023: 62819 Добавка для овечої крові IVD діагностика in vitro)) (33694000-1)	Лізована кров коня, 100 мл (LYSED HORSE BLOOD 90HLX100)	Пляшка містить Лізована (гемолізована) кінська кров 100 мл Використання: для добавки у різноманітні поживні середовища, в тому числі середовища для Campylobacter і Corynebacteria	фл	5
77	Імерсійна рідина (НК 024:2023: 43550 Фіксувальна рідина для мікроскопії, IVD (діагностика in vitro)) (33694000-1)	Імерсійна рідина для мікроскопії (50мл/фл)	Імерсійна рідина для мікроскопії призначена для використання в якості допоміжного компонента для мікроскопічних методів дослідження в клініко-діагностичних лабораторіях. Склад: 1. Імерсійна рідина для мікроскопії 1 фл - 50 ml (мл). 2. Інструкція з використання. 3. Паспорт.	фл	30
78	Забарвлення за Грамом (НК 024:2023: 42709 Набір для фарбування за Грамом, IVD (діагностика in vitro)) (33694000-1)	Набір реагентів "Забарвлення за Грамом", 500 аналізів	Набір призначений для диференціального забарвлення, дослідження структури клітинної стінки і виявлення приналежності бактерій до грампозитивних або дограмнегативних груп в	набір	1

			клініко-діагностичних лабораторіях і науково - дослідницькій практиці. Набір розрахований на проведення 500 аналізів (при витраті кожного з робочих розчинів реагентів 50 мкл на визначення). Зберігання набору - при температурі від плюс 2 °С до плюс 16 °С СКЛАД НАБОРУ: 1. Карболовий розчин генціану фіолетового - 1 флакон з (5,0 ± 0,5) мл; 2. Розчин Люголя - 1 флакон з (25 ± 1) мл; 3. Карболовий розчин фуксину Ціля - 1 ампула з (2,5 ± 0,1) мл		
79	Система ідентифікації ентеробактерій (НК 024:2023: 43554 Реагент для ідентифікації ізоляту культури грамнегативних бактерій/профіль антимікробної чутливості, IVD (діагностика in vitro)) (33694000-1)	ENT16 sp Система ідентифікації ентеробактерій	Речовина чи реактив, призначений для використання спільно з вихідним виробом для IVD (діагностика in vitro) для виконання особливої функції в аналізованні, який використовують з метою ідентифікації та визначення профілю антимікробної чутливості видів грамнегативних бактерій, виділених із клінічного зразка культивуванням.	уп	1
80	Тест-реагент (НК 024:2023: 51513 Множинні види Salmonella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації) (33694000-1)	Тест-реагент Anti-Salmonella H g,m 1мл	Набір реагентів та інших пов'язаних з ними матеріалів, призначений для якісного та/або кількісного визначення антигенів одного або кількох видів бактерій Salmonella, виділених із клінічного зразка культивуванням, методом аглютинації.	фл	2
81	Тест-реагент (НК 024:2023: 51513 Множинні види Salmonella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації) (33694000-1)	Тест-реагент Anti-Salmonella O 9 1мл	Набір реагентів та інших пов'язаних з ними матеріалів, призначений для якісного та/або кількісного визначення антигенів одного або кількох видів бактерій Salmonella, виділених із клінічного зразка культивуванням, методом аглютинації.	фл	2
82	Тест-реагент (НК 024:2023: 51513 Множинні види Salmonella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro),	Тест-реагент Anti-Salmonella I (A - E) 1мл	Набір реагентів та інших пов'язаних з ними матеріалів, призначений для якісного та/або кількісного визначення	фл	4

	набір, реакція аглютинації) (33694000-1)		антигенів одного або кількох видів бактерій Salmonella, виділених із клінічного зразка культивуванням, методом аглютинації.		
83	Тест-реагент (НК 024:2023: 51592 Salmonella typhimurium, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації) (33694000-1)	Тест-реагент Anti-Salmonella H і 1мл	Набір реагентів та інших пов'язаних з ними матеріалів, призначений для якісного та/або кількісного визначення антигенів до бактерії Salmonella typhimurium, виділеної з клінічного зразка культивуванням, методом аглютинації.	фл	2
84	Тест-реагент (НК 024:2023: 51600 Множинні види Shigella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації) (33694000-1)	Тест-реагент Anti-Shigella I (S. flexneri, тип 1 до 6, група 3,4(y), 6 і 7,8(x) а також S. sonnei S- і F-форми) 1мл	Набір реагентів та інших пов'язаних з ними матеріалів, призначений для використання для якісного та/або кількісного визначення антигенів одного або кількох видів бактерій Shigella, виділених з клінічного зразка культивуванням, методом аглютинації.	фл	2
85	Тест-реагент (НК 024:2023: 51644 Shigella sonnei, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації) (33694000-1)	Тест-реагент Anti-Shigella sonnei S-і F-форма фаза I та II 1мл	Набір реагентів та інших пов'язаних з ними матеріалів, призначений для якісного та/або кількісного визначення антигенів до бактерії Shigella sonnei, виділеної з клінічного зразка культивуванням, методом аглютинації.	фл	2
86	Тест-реагент (НК 024:2023: 51632 Shigella flexneri, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації) (33694000-1)	Тест-реагент Anti-Shigella flexneri тип 1 до 6 і група 3,4(y), 6, 7,8(x)), 1мл	Набір реагентів та інших пов'язаних з ними матеріалів, призначений для якісного та/або кількісного визначення антигенів до бактерії Shigella flexneri, виділеної з клінічного зразка культивуванням, методом аглютинації.	фл	2
87	Тест-реагент (НК 024:2023: 51632 Shigella flexneri, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації) (33694000-1)	Тест-реагент Anti-Shigella flexneri тип 2 1мл	Набір реагентів та інших пов'язаних з ними матеріалів, призначений для якісного та/або кількісного визначення антигенів до бактерії Shigella flexneri, виділеної з клінічного зразка культивуванням, методом аглютинації.	фл	2
88	Тест (НК 024:2023: 54532 Прихована кров у калі IVD (діагностика in vitro), набір,	Тест для виявлення прихованої крові в калі (FOB)	Імунохроматографічний тест для якісного виявлення прихованої крові у зразках фекалій.	шт	100

	<p>імунохроматографічний аналіз, експрес-аналіз (33694000-1)</p>		<p>Можливість визначити гемоглобін у калі у концентрації 40 нг/мл (пороговий рівень)</p> <p>Зберігання: тест може зберігатись при кімнатній температурі або в холодильнику при температурі 2°-30°С..</p> <p>Процедура тестування проводиться при температурі від +15 до +30 С.</p> <p>Чутливість - 100 %.</p> <p>Специфічність не нижче - 99,9%.</p> <p>Комплектація: Тест-касета, пробозабірник з буфером, інструкція з використання українською мовою.</p>		
--	--	--	--	--	--